



বিসিএসআইআর (সাইল ল্যাবরেটরী) উভাবিত স্বল্প মূল্যের সনাত্তকরণ কিট্স দিয়ে
এখন ঘরে বসেই পরীক্ষা করে নিতে পারেন খাদ্য দ্রব্যে মেশানো ফরমালিন

মাছে ফরমালিন সনাত্তকরণ কিট

ব্যবহার পদ্ধতি:



মাছে ফরমালিন সনাত্তকরণ কিট বক্সের ভিতরে
পরীক্ষার জন্য তিনটি দ্রবন, একটি ড্রপার, তিনটি
গ্লাস টিউব এবং একটি ব্যবহারবিধি সরবরাহ করা
হয়েছে। ফরমালিন পরীক্ষার জন্য মাছটিকে অল্প
পানি দিয়ে ভালো করে ধূঁয়ে নিতে হবে। ড্রপারের
সাহায্যে ২ ড্রপার(২.৫মি.লি) মাছ ধোয়া পানি
একটি টিউবে নিয়ে পর্যায়ক্রমে ৩০ সেকেন্ড অন্তর
দ্রবন-১, দ্রবন-২ এবং দ্রবন-৩ থেকে ১৫ ফেঁটা
করে দিতে হবে। তৃতীয় দ্রবন দেওয়ার পরে যদি
টিউবের পানির রং পরিবর্ত্ত হয়ে গোলাপী অথবা
লাল রং হয় তাহলে বুঝতে হবে মাছে ফরমালিন
আছে। আর যদি রং অপরিবর্ত্ত থাকে তাহলে
বুঝতে হবে মাছে ফরমালিন নেই। একটি কিট
বক্স দ্বারা প্রায় ৩০ টি নমুনা পরীক্ষা করা যায়
এবং নির্ণয় মাত্রা ৫ পিপিএম



মূল্যঃ ২৫০ টাকা

প্রাপ্তিস্থানঃ পরিচালকের দপ্তর,
আইএফএসটি
বিসিএসআইআর, ঢাকা।

দুধে ফরমালিন সনাত্তকরণ কিটঃ

ব্যবহার পদ্ধতি:



মূল্যঃ ১০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থানঃ পরিচালকের দপ্তর,
আইএফএসটি
বিসিএসআইআর, ঢাকা।

দুধে ফরমালিন সনাত্তকরণ দ্রবন বক্সের ভিতরে
পরীক্ষার জন্য একটি দ্রবন ও একটি চামচ এবং
বক্সের গায়ে ব্যবহারবিধি সরবরাহ করা হয়েছে।
ফরমালিন পরীক্ষার জন্য এক চামচ দুধ নিয়ে ৪-৫
ফেঁটা দ্রবন দিয়ে কিছুক্ষণ (৪-৫ মিনিট) অপেক্ষার
পর যদি দুধের রং পরিবর্ত্ত হয়ে বক্সের গায়ের
চিহ্নিত বেগুনী রং ধারণ করে তাহলে বুঝতে হবে
দুধে ফরমালিন আছে। আর যদি রং বেগুনী না হয়
তাহলে বুঝতে হবে দুধে ফরমালিন নেই। একটি
কিট বক্স দ্বারা প্রায় ৫০ টি নমুনা পরীক্ষা করা যায়
এবং নির্ণয় মাত্রা ৫ পিপিএম।



বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)

ডঃ কুদ্রত-এ-খুদা সড়ক, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ। visit www.bcsir.gov.bd for details প্রচারেঃ বিসিএসআইআর কর্তৃপক্ষ